



## Wilt u snel vanuit huis of uw werkplek elders weten of u COVID-19 positief bent?

Doe dan de Corona zelftest. Nu verkrijgbaar bij Intersafe Netherlands B.V. Na 15 minuten heeft u de testuitslag. Betrouwbaar en makkelijk in gebruik en goedgekeurd door de [Nederlandse Rijksoverheid](#).

## Wat zijn de voordelen van de Corona zelftest?

- **Mogelijke tijdsbesparing:** indien u snel wilt weten of u positief test op Corona alvorens u met mensen in contact komt, bijvoorbeeld op scholen of werklocaties kunt u eerst de sneltest doen en alleen als het nodig is een afspraak met een GGD testlocatie maken.
- **Minder vervelend gevoel:** in deze zelftest is het wattenstaafje voor uw neus korter dan die bij de GGD wordt gebruikt en hoeft slechts 2 tot 2,5 centimeter naar binnen via de neusholte.
- **Kostenbesparing:** de Corona zelftest is goedkoper dan de PCR-test van de GGD.

## Is de Corona zelftest betrouwbaar?

De test is goedgekeurd door het Ministerie van VWS en heeft een CE-markering. Deze zelftest heeft een specificiteit van 98,3% en een sensitiviteit van 99,1%. Lees vooraf goed de instructies door.



INSTRUCTIEVIDEO:



### Meer informatie?

Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker  
Nederland: T +31 (0)78 618 14 00 of E [info@intersafe.eu](mailto:info@intersafe.eu)





## Hoe werkt de Corona zelftest voor thuis of op de werkplek?

In het zelftest pakket zitten alle benodigde hulpmiddelen om de test zelf gemakkelijk uit te voeren:

- Neem neusslijm af met het wattenstokje (neusswab). Hiervoor doet u het wattenstaafje zo'n 2 tot 2,5 cm in de neusholte en draait u 5 keer rond.
- Houd het wattenstaafje met slijmmonster enkele seconden in de meegeleverde buffervloeistof.
- Doe daarna twee druppels in de testcassette.
- Zet de timer op 15 minuten en lees de testuitslag af aan de hand van het aantal streepjes. 1 streepje betekent negatief, 2 streepjes betekent positief. Blijf thuis in quarantaine! Meld een positieve uitslag bij de GGD of uw huisarts en volg instructies op.

## Geeft de zelftest een negatieve uitslag maar heeft u wel Corona gerelateerde klachten?

Blijft u dan in quarantaine en laat uzelf alsnog testen bij de GGD.

### Flowflex Corona zelftest

- Norm: CE normering
- Goedgekeurd door de Rijksoverheid
- Preventief gebruik en/of bij Corona-gerelateerde klachten
- Tijd- en kostenbesparend
- Tot 24 maanden houdbaar
- Verpakking bevat 1 testcassette, 1 reageerbuisje, 1 wattenstaafje en 1 afvalzakje
- Nederlandstalige gebruiksinstructie ingesloten
- Artikelnummer: 188454
- Verpakkingseenheid omdoos van 20 stuks
- Prijs € 139,- per omdoos (€ 6,95 per stuk)



Er is een uitgebreide Nederlandse handleiding in het Corona zelftestpakket ingesloten. Zelftesten zijn 24 maanden houdbaar bij een opslagtemperatuur tussen de 2°C en 30°C.

### Aanvullende informatie

De Corona zelftest is voor preventief gebruik. Deze Corona zelftest vervangt niet de PCR-test van de GGD. De Corona zelftest is een antigeenzelftest. Door gemakkelijker, sneller en vaker te testen, zorgen we er samen voor dat we besmettingen met het Corona virus beperken. Kijk voor meer informatie over zelftesten op <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus>.

**Disclaimer** Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de gebruiker instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik van de informatie gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intersafe is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buitencontractueel) voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document en de daarin opgenomen informatie, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Intersafe. Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Intersafe zijn de relevante algemene voorwaarden van Intersafe en haar verbonden ondernemingen van toepassing, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Dordrecht (NL), welke zijn gepubliceerd op en kunnen worden gedownload van [www.intersafe.eu](http://www.intersafe.eu). Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Intersafe. © 2021

